

# Auftrag zur Massanfertigung Ellenbogen

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:		Telefax:
Lieferanschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:


**Artikelauswahl** (bitte ankreuzen):

**Kommission:** \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> <b>REF 055 100 BORT KubiTal®</b>  <b>Farbe:</b> <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> <b>REF 122 700 BORT select® Epi Plus</b> <b>NEU</b>  <b>Farbe:</b> <input type="checkbox"/> schwarz
--	--

Lieferzeit ca. 10 bis 14 Werktage

**Mass-Schema** (bitte alle Angaben in cm):

	<b>Umfang</b> <b>f1</b> = _____ cm <b>f</b> = _____ cm <b>e</b> = _____ cm <b>d</b> = _____ cm <b>c</b> = _____ cm	<b>Längenangabe</b> <b>e-f1</b> = _____ cm <b>e-f</b> = _____ cm (Mindestlänge 6 cm)  <b>e-d</b> = 5 cm <b>e-c</b> = _____ cm (Mindestlänge 10 cm)	<b>Legende:</b> <b>f1</b> Umfang <b>f</b> Umfang mindestens 6 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte <b>e</b> Umfang Ellenbogen <b>d</b> Umfang 5 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte <b>c</b> Umfang mindestens 10 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte
	<b>Bitte beachten:</b> Massabnahme in 20 - 30° Beugung im Ellenbogengelenk. Umfangmasse kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.		

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen!**  
**Für falsche Massangaben haftet der Besteller.**  
**Massanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0848 800 333 zur Verfügung.

# Commande pour fabrication sur mesure

## Coude

Fax: 0848 800 334 | e-mail: info@orthosan


Client:		
No. du client:	Date:	Personne à contacter:
Téléphone:		Téléfax:
Adresse de livraison:		Signature et cachet de l'usine:

Choix de l'article (marquez d'une croix s.v.p.) Commission: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> <b>REF 055 100 BORT KubiTal®</b>  <b>Couleur:</b> <input type="checkbox"/> chair <input type="checkbox"/> bleu	<input type="checkbox"/> <b>REF 122 700 BORT select® Epi Plus</b>  <b>Couleur:</b> <input type="checkbox"/> noir
---	--

Délai de livraison env. 10 - 14 jours

Schéma des Mesures (mesures en cm s.v.p.):

	<b>Pourtour</b> <b>f1</b> = _____ cm <b>f</b> = _____ cm <b>e</b> = _____ cm <b>d</b> = _____ cm <b>c</b> = _____ cm	<b>Longueur</b> <b>e-f1</b> = _____ cm <b>e-f</b> = _____ cm (Longueur minimale 6 cm) <b>e-d</b> = 5 cm <b>e-c</b> = _____ cm (Longueur minimale 10 cm)	<b>Légende:</b> <b>f1</b> Pourtour <b>f</b> Pourtour d'au moins 6 cm au-dessus du pli de flexion du coude <b>e</b> Pourtour du coude <b>d</b> Pourtour 5 cm en-dessous du pli de flexion du coude <b>c</b> Pourtour d'au moins 10 cm en-dessous du pli de flexion du coude
	<b>Observations:</b> Mesure en flexion de 20 – 30° dans l'articulation du coude. Des pourtours inférieurs à 16 cm ne peuvent pas être fabriqués.		

**Tenir compte des enflures s.v.p. !**  
**L'acheteur est responsable d'indiquer les mesures correctes.**  
**Les fabrications sur mesure ne peuvent en aucun cas être reprises.**

Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sous le no. 0848 800 333.

# Ordine per confezione su misura

## Gomito

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan


Ditta:		
No. Cliente:	Data:	Persona da contattare:
Telefono:		Fax:
Indirizzo di consegna:		Firma e timbro della ditta:

Articoli selezionati (segnare con una croce): Commissione: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> <b>REF 055 100 BORT KubiTal®</b> <b>Colore:</b> <input type="checkbox"/> pelle <input type="checkbox"/> blu	<input type="checkbox"/> <b>REF 122 700 BORT select® Epi Plus</b> <b>Colore:</b> <input type="checkbox"/> nero
---	---

NUOVO

Tempo di spedizione: 10 - 14 giorni

	<b>Circonferenza</b> <b>f1</b> = _____ cm <b>f</b> = _____ cm <b>e</b> = _____ cm <b>d</b> = _____ cm <b>c</b> = _____ cm	<b>Lunghezza</b> <b>e-f1</b> = _____ cm <b>e-f</b> = _____ cm (Lunghezza minimale 6 cm) <b>e-d</b> = 5 cm <b>e-c</b> = _____ cm (Lunghezza minimale 10 cm)	<b>Legenda:</b> <b>f1</b> Circonferenza <b>f</b> Circonferenza di almeno 6 cm sopra della piega del gomito <b>e</b> Circonferenza gomito <b>d</b> Circonferenza a 5 cm al di sotto della piega del gomito <b>c</b> Circonferenza di almeno 10 cm sotto della piega del gomito
	<b>Attenzione:</b> Misura in flessione di 20 – 30° dell'articolazione del gomito. Non si possono produrre dimensioni circonferenziali inferiori a 16 cm.		

**Si prega di tener conto di gonfiori!**  
**Il cliente è responsabile per eventuali misurazioni errate.**  
**Le confezioni su misura non sono restituibili.**

Per qualsiasi chiarimento siamo volentieri a Vs. disposizione al numero telefonico 0848 800 333.