

# Auftrag zur Massanfertigung Knie

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift:	Unterschrift und Firmenstempel:	

Artikelauswahl (bitte ankreuzen):


Kommission: \_\_\_\_\_

**REF 114 420 BORT select® StabiloGen®**

Mit eingestricktem Silikonhafrand.

Farbe:  haut  schwarz

zusätzliches Haftband (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)  
Aufpreis CHF 8,00



Lieferzeit ca. 10 bis 14 Werktage

Mass-Schema (bitte alle Angaben in cm):

Umfang	Längenangabe
f1 = _____ cm	e - f1 = _____ cm (Mindestlänge 14 cm)
f = _____ cm	e - f = _____ cm
e = _____ cm	
d = _____ cm	e - d = _____ cm
c = _____ cm	e - c = _____ cm (Mindestlänge 12 cm)

**Legende:**

**f1** Oberschenkelumfang  
**f** Oberschenkelansatz  
**e** Kniemitte  
**d** kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks  
**c** grösster Wadenumfang

Patient ist adipös

**Bitte beachten:**  
 Alle Masse müssen vollständig angegeben werden.  
 Massnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.  
 Umfangmasse kleiner 23 cm und grösser 90 cm können nicht gefertigt werden.

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Massangaben haftet der Besteller. Massanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0848 800 333 zur Verfügung.

# Commande pour fabrication sur mesure

## Genou


Fax: 0848 800 334 | e-mail: info@orthosan

Client:		
No. du client:	Date:	Personne à contacter:
Téléphone:	Téléfax:	
Adresse de livraison:		Signature et cachet de l'usine:

**Choix de l'article** (marquez d'une croix s.v.p.) **Commission:** \_\_\_\_\_


**REF 114 420 BORT select® StabiloGen®**      **Couleur:**  chair       noir

**Livraison toujours avec bord adhérent en silicone.**       Bord adhérent supplémentaire (prolonge le bandage sur la cuisse de 5 cm) Surcoût CHF 8.00



Délai de livraison env. 10 - 14 jours

### Schéma des Mesures (mesures en cm s.v.p.):



Pourtour	Longueur
f1 = _____ cm	e-f1 = _____ cm (Longueur minimale 14 cm)
f = _____ cm	e-f = _____ cm
e = _____ cm	
d = _____ cm	e-d = _____ cm
c = _____ cm	e-c = _____ cm (Longueur minimale 12 cm)

**Légende:**

**f1** Pourtour de la cuisse  
**f** Approche de la cuisse  
**e** Milieu du genou  
**d** Pourtour inférieur au-dessous de l'articulation du genou  
**c** Pourtour ultérieur du mollet

**Observations:**  
 Toutes les dimensions doivent être indiquées entièrement.  
 Mesure en flexion de 20 – 30° dans l'articulation du genou.  
 Des pourtours inférieurs à 23 cm et supérieurs à 90 cm ne peuvent pas être fabriqués.

Patient est obèse

**Tenir compte des enflures s.v.p. ! L'acheteur est responsable d'indiquer les mesures correctes. Les fabrications sur mesure ne peuvent en aucun cas être reprises.**


**Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sous le no. 0848 800 333.**

# Ordine per confezione su misura Ginocchio

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan


Ditta:		
No. Cliente:	Data:	Persona da contattare:
Telefono:		Fax:
Indirizzo di consegna:		Firma e timbro della ditta:

Articoli selezionati (segnare con una croce): **Commissione:** \_\_\_\_\_

<b>REF 114 420 BORT select® StabuloGen®</b> <b>Con bordo in silicone antiscivolo.</b>	<b>Colore:</b> <input type="checkbox"/> pelle <input type="checkbox"/> nero	
	<input type="checkbox"/> Bordo antiscivolo addizionale (prolunga il bendaggio sulla coscia di 5 cm). Prezzo aggiuntivo di 8,00 CHF	

Tempo di spedizione: 10 - 14 giorni

**Schema** (indicare misure in cm):

	<b>Circonferenza</b> <b>f1</b> = _____ cm <b>f</b> = _____ cm <b>e</b> = _____ cm <b>d</b> = _____ cm <b>c</b> = _____ cm	<b>Lunghezza</b> <b>e-f1</b> = _____ cm <small>(Lunghezza minimale 14 cm)</small> <b>e-f</b> = _____ cm <b>e-d</b> = _____ cm <b>e-c</b> = _____ cm <small>(Lunghezza minimale 12 cm)</small>	<b>Legenda:</b> <b>f1</b> Circonferenza ginocchio <b>f</b> Circonferenza coscia <b>e</b> Circonferenza ginocchio all'altezza della rotula <b>d</b> Circonferenza minore al di sotto del ginocchio <b>c</b> Circonferenza maggiore al polpaccio
	<input type="checkbox"/> Il paziente è obeso		<b>Attenzione:</b> Tutte le dimensioni devono essere indicate completamente. Misura in flessione di 20 – 30° dell'articolazione del ginocchio. Le dimensioni circonferenziali inferiori a 23 cm e superiori a 90 cm non possono essere prodotte.

**Si prega di tener conto di gonfiori! Il cliente è responsabile per eventuali misurazioni errate. Le confezioni su misura non sono restituibili.**

Per qualsiasi chiarimento siamo volentieri a Vs. disposizione al numero telefonico 0848 800 333.