


Auftrag zur Massanfertigung Knie

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift:	Unterschrift und Firmenstempel:	


Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

Kommission: _____

<p>REF 114 700 BORT Asymmetric®</p> <p><input type="checkbox"/> rechts</p> <p><input type="checkbox"/> links</p> <p>Mit Silikonhaftpunkten</p>	<p>Farbe: ■ silber</p> <p><input type="checkbox"/> kurz (30 cm, c bis f-Mass)</p> <p><input type="checkbox"/> lang (37 cm, c bis f1-Mass)</p> <p><input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm) Aufpreis CHF 8,00</p>	
--	---	---

Lieferzeit ca. 10 bis 14 Werktage

Mass-Schema (bitte alle Angaben in cm):

	<p>Umfang</p> <p>f1 = _____ cm</p> <p>f = _____ cm</p> <p>e = _____ cm</p> <p>d = _____ cm</p> <p>c = _____ cm</p>	<p>Längenvorgabe</p> <p>lang e-f1 = 22 cm</p> <p>kurz e-f = 15 cm</p> <p>e-c = 15 cm</p>	<p>Legende:</p> <p>f1 Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte</p> <p>f Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte</p> <p>e Umfang Kniemitte</p> <p>d kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks</p> <p>c Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte</p>
	<p><input type="checkbox"/> Patient ist adipös</p>		<p>Bitte beachten: Massnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk. Umfangmasse kleiner 23 cm und grösser 90 cm können nicht gefertigt werden. Längenmasse können nicht geändert werden.</p>
<p>Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Massangaben haftet der Besteller. Massanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.</p>			

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0848 800 333 zur Verfügung.


Commande pour fabrication sur mesure

Genou

Fax: 0848 800 334 | e-mail: info@orthosan


Client:		
No. du client:	Date:	Personne à contacter:
Téléphone:		Téléfax:
Adresse de livraison:		Signature et cachet de l'usine:

Choix de l'article (marquez d'une croix s.v.p.) **Commission:** _____

<p>REF 114 700 BORT Asymmetric®</p> <p><input type="checkbox"/> droite</p> <p><input type="checkbox"/> gauche</p> <p>Livraison toujours avec adhésif en silicone.</p>	<p>Couleur: ■ argent</p> <p><input type="checkbox"/> courte (30 cm, c jusqu'à mesure-f)</p> <p><input type="checkbox"/> longue (37 cm, c jusqu'à mesure-f1)</p> <p><input type="checkbox"/> Bord adhésif supplémentaire (prolonge le bandage sur la cuisse de 5 cm) Surcoût CHF 8.00</p>	
---	---	---

Délai de livraison env. 10 - 14 jours

Schéma des Mesures (mesures en cm s.v.p.):

	<p>Pourtour</p> <p>f1 = _____ cm</p> <p>f = _____ cm</p> <p>e = _____ cm</p> <p>d = _____ cm</p> <p>c = _____ cm</p>	<p>Précision longueur</p> <p>long e-f = 22 cm</p> <p>court e-f = 15 cm</p> <p>e-c = 15 cm</p>	<p>Légende:</p> <p>f1 Pourtour 22 cm au-dessus du milieu de la rotule</p> <p>f Pourtour 15 cm au-dessus du milieu de la rotule</p> <p>e Pourtour au milieu de la rotule</p> <p>d Pourtour inférieur au-dessous de l'articulation du genou</p> <p>c Pourtour 15 cm au-dessous de l'articulation du genou</p>
	<p><input type="checkbox"/> Patient est obèse</p> <p>Tenir compte des enflures s.v.p. ! L'acheteur est responsable d'indiquer les mesures correctes. Les fabrications sur mesure ne peuvent en aucun cas être reprises.</p>		

Observations:
Mesure en flexion de 20 – 30° dans l'articulation du genou.
Des pourtours inférieurs à 23 cm et supérieurs à 90 cm ne peuvent pas être fabriqués.
Les dimensions de longueur ne peuvent pas être changées.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sous le no. 0848 800 333.


Ordine per confezione su misura

Ginocchio

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan


Ditta:		
No. Cliente:	Data:	Persona da contattare:
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna:		Firma e timbro della ditta:

Articoli selezionati (segnare con una croce): Commissione: _____

<p>REF 114 700 BORT Asymmetric®</p> <p><input type="checkbox"/> destra</p> <p><input type="checkbox"/> sinistra</p> <p>Con bordo in silicone antiscivolo.</p>	<p>Colore: ■ argento</p> <p><input type="checkbox"/> corto (30 cm, fino a misura-f)</p> <p><input type="checkbox"/> lungo (37 cm, fino a misura-f1)</p> <p><input type="checkbox"/> Bordo antiscivolo addizionale (prolunga il bendaggio sulla coscia di 5 cm). Prezzo aggiuntivo di 8,00 CHF</p>	
---	--	---

Tempo di spedizione: 10 - 14 giorni

Schema (indicare misure in cm):

	<p>Circonferenza</p> <p>f1 = _____ cm</p> <p>f = _____ cm</p> <p>e = _____ cm</p> <p>d = _____ cm</p> <p>c = _____ cm</p>	<p>Lunghezza</p> <p>lungo e-f1 = 22 cm</p> <p>corto e-f = 15 cm</p> <p>e-c = 15 cm</p>	<p>Legenda:</p> <p>f1 Circonferenza ginocchio 22 cm al di sopra della rotula</p> <p>f Circonferenza ginocchio 15 cm al di sopra della rotula</p> <p>e Circonferenza ginocchio all'altezza della rotula</p> <p>d Circonferenza minore al di sotto del ginocchio</p> <p>c Circonferenza ginocchio 15 cm al di sotto della rotula</p>
	<p><input type="checkbox"/> Il paziente è obeso</p> <p>Si prega di tener conto di gonfiori! Il cliente è responsabile per eventuali misurazioni errate. Le confezioni su misura non sono restituibili.</p>		<p>Attenzione: Misura in flessione di 20 – 30° dell'articolazione del ginocchio. Le dimensioni circonferenziali inferiori a 23 cm e superiori a 90 cm non possono essere prodotte. Le dimensioni della lunghezza non possono essere modificate.</p>

Per qualsiasi chiarimento siamo volentieri a Vs. disposizione al numero telefonico 0848 800 333.