

# Auftrag zur Massanfertigung Knie

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift:	Unterschrift und Firmenstempel:	


Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

Kommission: \_\_\_\_\_

<p><b>REF 114 390 BORT select® GenuZip®</b></p> <p><input type="checkbox"/> rechts</p> <p><input type="checkbox"/> links</p> <p><b>Mit Silikonhaftpunkten.</b></p>	<p><b>Farbe:</b> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f4a460; border: 1px solid black;"></span> haut</p> <p><input type="checkbox"/> kurz (30 cm, c bis f-Mass)</p> <p><input type="checkbox"/> lang (37 cm, c bis f1-Mass)</p>
--	--

Lieferzeit ca. 10 bis 14 Werktage

Mass-Schema (bitte alle Angaben in cm):

	<p><b>Umfang</b></p> <p>f1 = _____ cm</p> <p>f = _____ cm</p> <p>e = _____ cm</p> <p>d = _____ cm</p> <p>c = _____ cm</p>	<p><b>Längenvorgabe</b></p> <p>lang e-f1 = 22 cm</p> <p>kurz e-f = 15 cm</p> <p>e-c = 15 cm</p>	<p><b>Legende:</b></p> <p>f1 Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte</p> <p>f Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte</p> <p>e Umfang Kniemitte</p> <p>d kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks</p> <p>c Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte</p>
	<p><input type="checkbox"/> Patient ist adipös</p>		<p><b>Bitte beachten:</b> Massnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk. Umfangmasse kleiner 23 cm und grösser 90 cm können nicht gefertigt werden. <b>Längenmasse können nicht geändert werden.</b></p>
<p><b>Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Massangaben haftet der Besteller. Massanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.</b></p>			

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0848 800 333 zur Verfügung.

# Commande pour fabrication sur mesure

## Genou

Fax: 0848 800 334 | e-mail: info@orthosan

Client:		
No. du client:	Date:	Personne à contacter:
Téléphone:		Téléfax:
Adresse de livraison:		Signature et cachet de l'usine:

**Choix de l'article** (marquez d'une croix s.v.p.) **Commission:** \_\_\_\_\_

<b>REF 114 390 BORT select® GenuZip®</b>	<b>Couleur:</b> <input checked="" type="checkbox"/> chair
<input type="checkbox"/> droite	<input type="checkbox"/> court (30 cm, c jusqu'à mesure-f)
<input type="checkbox"/> gauche	<input type="checkbox"/> longue (37 cm, c jusqu'à mesure-f1)
<b>Livraison toujours avec bord adhérent en silicone.</b>	

Délai de livraison env. 10 - 14 jours

### Schéma des Mesures (mesures en cm s.v.p.):

Pourtour	Précision longueur
<b>f1</b> = _____ cm	long <b>e-f1</b> = 22 cm
<b>f</b> = _____ cm	court <b>e-f</b> = 15 cm
<b>e</b> = _____ cm	
<b>d</b> = _____ cm	
<b>c</b> = _____ cm	<b>e-c</b> = 15 cm

**Légende:**

**f1** Pourtour 22 cm au-dessus du milieu de la rotule

**f** Pourtour 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

**e** Pourtour au milieu de la rotule

**d** Pourtour inférieur au-dessous de l'articulation du genou

**c** Pourtour 15 cm au-dessous de l'articulation du genou

Patient est obèse

**Tenir compte des enflures s.v.p. ! L'acheteur est responsable d'indiquer les mesures correctes. Les fabrications sur mesure ne peuvent en aucun cas être reprises.**

**Observations:**  
 Mesure en flexion de 20 – 30° dans l'articulation du genou.  
 Des pourtours inférieurs à 23 cm et supérieurs à 90 cm ne peuvent pas être fabriqués.  
**Les dimensions de longueur ne peuvent pas être changées.**

**Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sous le no. 0848 800 333.**

# Ordine per confezione su misura

## Ginocchio

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan

Ditta:		
No. Cliente:	Data:	Persona da contattare:
Telefono:		Fax:
Indirizzo di consegna:		Firma e timbro della ditta:

Articoli selezionati (segnare con una croce): **Commissione:** \_\_\_\_\_

<p><b>REF 114 390 BORT select® GenuZip®</b></p> <p><input type="checkbox"/> destra</p> <p><input type="checkbox"/> sinistra</p> <p><b>Con bordo in silicone antiscivolo.</b></p>	<p><b>Colore:</b> <input type="checkbox"/> pelle</p> <p><input type="checkbox"/> corto (30 cm, fino a misura-f)</p> <p><input type="checkbox"/> lungo (37 cm, fino a misura-f1)</p>
--	---

Tempo di spedizione: 10 - 14 giorni

**Schema** (indicare misure in cm):

	<p><b>Circonferenza</b></p> <p>f1 = _____ cm</p> <p>f = _____ cm</p> <p>e = _____ cm</p> <p>d = _____ cm</p> <p>c = _____ cm</p>	<p><b>Lunghezza</b></p> <p>lungo e-f1 = <b>22</b> cm</p> <p>corto e-f = <b>15</b> cm</p> <p>e-c = <b>15</b> cm</p>	<p><b>Legenda:</b></p> <p><b>f1</b> Circonferenza ginocchio 22 cm al di sopra della rotula</p> <p><b>f</b> Circonferenza ginocchio 15 cm al di sopra della rotula</p> <p><b>e</b> Circonferenza ginocchio all'altezza della rotula</p> <p><b>d</b> Circonferenza minore al di sotto del ginocchio</p> <p><b>c</b> Circonferenza ginocchio 15 cm al di sotto della rotula</p>
	<p><input type="checkbox"/> Il paziente è obeso</p> <p><b>Si prega di tener conto di gonfiori! Il cliente è responsabile per eventuali misurazioni errate. Le confezioni su misura non sono restituibili.</b></p>		<p><b>Attenzione:</b></p> <p>Misura in flessione di 20 – 30° dell'articolazione del ginocchio.</p> <p>Le dimensioni circonferenziali inferiori a 23 cm e superiori a 90 cm non possono essere prodotte.</p> <p><b>Le dimensioni della lunghezza non possono essere modificate.</b></p>

Per qualsiasi chiarimento siamo volentieri a Vs. disposizione al numero telefonico 0848 800 333.