

Auftrag zur Massanfertigung Sprunggelenk

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift:	Unterschrift und Firmenstempel:	

Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

Kommission: _____

<p>REF 054 700 BORT select® TaloStabil®</p> <p>Farbe: <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p>	<p style="text-align: right;">NEU</p> <p>REF 054 100 BORT select® TaloStabil® Plus</p> <p>Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> haut</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Stabilo®-Bandlänge wird automatisch berechnet, Befestigung auf Höhe b-Mass.</p>
---	---

Lieferzeit ca. 10 bis 14 Werktage

Mass-Schema (bitte alle Angaben in cm):

b1 = _____ cm
(muss grösser als b sein)

b = _____ cm

h = _____ cm

a = _____ cm

A-a = _____ cm
(mind. 7 cm)

A-b1 = _____ cm
(mind. 12 cm)

A-b = _____ cm
(mind. 10 cm)

1 = _____ cm

2 = _____ cm

Legende:

- b1** Umfang Wadenansatz
(mind. 12 cm oberhalb Punkt A)
- b** Umfang Fesselmass
(dünnste Stelle oberhalb Knöchel)
- h** Umfang Rist
- a** Umfang kurz hinter den
Grundgelenken
- A** Bezugspunkt für Längenmass
(A-b, A-b1)
- 1** Strecke von Mitte Innenknöchel
waagrecht über Achillessehne zu
Mitte Aussenknöchel
- 2** Strecke von Mitte Innenknöchel
senkrecht über Fusssohle zu Mitte
Aussenknöchel

Bitte beachten:
Umfangmasse kleiner 16 cm können
nicht gefertigt werden.

Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Massangaben haftet der Besteller. Massanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0848 800 333 zur Verfügung.

Commande pour fabrication sur mesure

Cheville

Fax: 0848 800 334 | e-mail: info@orthosan

Client:		
No. du client:	Date:	Personne à contacter:
Téléphone:		Téléfax:
Adresse de livraison:		Signature et cachet de l'usine:

Choix de l'article (marquez d'une croix s.v.p.) Commission: _____

<p>REF 054 700 BORT select® Talostabil®</p> <p>Couleur: <input type="checkbox"/> chair <input type="checkbox"/> noir</p> <p><input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche</p>	<p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">NOUVEAU</p> <p>REF 054 100 BORT select® Talostabil® Plus</p> <p>Couleur: <input type="checkbox"/> noir</p> <p><input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> <p>La longueur de la bande Stabilo® est calculée automatiquement, la fixation à la hauteur de la mesure b.</p> </div>
--	---

Délai de livraison env. 10 - 14 jours

Schéma des Mesures (mesures en cm s.v.p.):

Légende:

- b1** Pourtour au début du mollet (min. 12 cm au-dessus du point A)
- b** Pourtour dimension paturon (endroit le plus mince au-dessus de la cheville)
- h** Pourtour partie dorsale du pied
- a** Pourtour juste derrière les articulations fondamentales.
- A** Point de référence pour la longueur (A-b, A-b1)
- 1** Distance du milieu du mollet intérieur horizontalement par le tendon d'Achille jusqu'au milieu du mollet extérieur.
- 2** Distance du milieu du mollet intérieur vertical par la semelle du pied jusqu'au milieu du mollet extérieur.

Observations:
Des pourtours inférieurs à 16 cm ne peuvent pas être fabriqués.

Tenir compte des enflures s.v.p. ! L'acheteur est responsable d'indiquer les mesures correctes. Les fabrications sur mesure ne peuvent en aucun cas être reprises.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter sous le no. 0848 800 333.

Ordine per confezione su misura Caviglia

Fax: 0848 800 334 | e-Mail: info@orthosan

Ditta:		
No. Cliente:	Data:	Persona da contattare:
Telefono:		Fax:
Indirizzo di consegna:		Firma e timbro della ditta:

Articoli selezionati (segnare con una croce): Commissione: _____

<p>REF 054 700 BORT select® Talostabil®</p> <p>Colore: <input type="checkbox"/> pelle <input type="checkbox"/> nero</p> <p><input type="checkbox"/> destra <input type="checkbox"/> sinistra</p>	<p style="text-align: right;">NUOVO</p> <p>REF 054 700 BORT select® Talostabil® Plus</p> <p>Colore: <input type="checkbox"/> nero</p> <p><input type="checkbox"/> destra <input type="checkbox"/> sinistra</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> <p>La lunghezza del cinturino Stabilo® viene calcolata automaticamente, fissandolo all'altezza misura-b.</p> </div>
---	--

Tempo di spedizione: 10 - 14 giorni

Schema (indicare misure in cm):

b1 = _____ cm
(deve risultare maggiore di b)

b = _____ cm

h = _____ cm

a = _____ cm

A-b1 = _____ cm
(min. 12 cm)

A-b = _____ cm
(min. 10 cm)

1 = _____ cm

2 = _____ cm

A-a = _____ cm
(min. 7 cm)

Legenda:

b1 Circonferenza polpaccio (min. 12 cm al di sopra del punto A)

b Circonferenza caviglia (al punto più stretto al di sopra del malleolo)

h Circonferenza del piede sulla parte dorsale

a Circonferenza esattamente al di dietro delle articolazioni fondamentali

A Punto di riferimento per la lunghezza (A-b, A-b1)

1 Distanza orizzontale dal centro del malleolo interno attraverso il tendine d'Achille fino al centro del malleolo esterno

2 Distanza verticale dal centro del malleolo interno attraverso il plantare fino al centro del malleolo esterno

Attenzione:
Non si possono produrre dimensioni circonferenziali inferiori a 16 cm.

Si prega di tener conto di gonfiori! Il cliente è responsabile per eventuali misurazioni errate. Le confezioni su misura non sono restituibili.

Per qualsiasi chiarimento siamo volentieri a Vs. disposizione al numero telefonico 0848 800 333.